

Zolpidem

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li-heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Plasma bewaren bij 2 - 8 °C tot verzending
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 weken
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

80 - 150 µg/L

(Toxisch: > 500 µg/L)

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Apr. Lanckmans Katrien
Uitvoerfrequenties:	7 x per week
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Waters Acquity UPLC systeem - diode array detectie (DAD)
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 53787-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	548295
B-waarde:	1600
Prijs:	12.74

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548306
B-waarde:	1600
Prijs:	12.74

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	3470

Labo verkort nummer:
Medidoc code:

ZOLP
57851V.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/zolpidem?auth=1>