

Amikacine dalwaarde

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Afname moet juist voor toediening gebeuren
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	8 uur
Stabiliteit (4°C):	2 dagen
Stabiliteit (-20°C):	4 weken
Bijsluiter:	amik2_2024-01_v12.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Therapeutische dalwaarde: 0 - 5 mg/L

Therapeutische piekwaarde: 15 - 25 mg/L

Toxisch: > 35 mg/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Therapeutische monitoring

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	548715
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548726
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:

Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	3800
Labo verkort nummer:	AMIK.dal
Medidoc code:	63035J.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/amikacine-dalwaarde?auth=1>