

Streptococcus pyogenes antigen (keel)

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Afname recipient voorkeur: | eSwab |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Keelwisser |
| Minimale hoeveelheid: | |
| Afname condities: | Zie Afnameinstructies |
| Bewaring: | Koelkast |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | 72 uur |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. M. Van Gysel |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 552016 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 552020 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Analysegegevens

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Doorbewaarde ondergrens: | |
| Doorbewaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | STRPYO.ag.WIS |