

# Prealbumine

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Interpretatie

<b>Klinische interpretatie:</b>	Vanaf 16 jaar
---------------------------------	---------------

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Dr Ilse Weets
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Niet gekend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	Niet gekend
<b>Toestel:</b>	BNII (Siemens)
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Serumeiwitten

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540993
<b>B-waarde:</b>	125
<b>Prijs:</b>	1.00

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	541004
<b>B-waarde:</b>	125
<b>Prijs:</b>	1.00

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	PALB
<b>Labo verkort nummer:</b>	PALB2