

Calprotectine in faeces

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	faecespotje
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Faeces
Minimale hoeveelheid:	
Afname condities:	
Bewaring:	
Transport condities:	
Stabiliteit (KT):	3 dagen (extract)
Stabiliteit (4°C):	7 dagen (extract)
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden (extract)
Bijsluiter:	calprotectin_2_2017-12_v22.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0 - 50 mg/kg
--------------------------	--------------

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	1 x per dag
Maximum antwoordtijd:	3 dagen
Toestel:	Immunocap 250
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	38445-3
--------------------	---------

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	CPR
Medidoc code:	57503C.F