

# Amikacine piekwaarde

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Serum of plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	8 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	2 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	4 weken
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">amik2_2024-07_v8.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

### Referentiewaarden:

Therapeutische dalwaarde: 0 - 5 mg/L

Therapeutische piekwaarde: 15 - 25 mg/L

Toxisch: > 35 mg/L

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Therapeutische monitoring

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	548715
<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	2.79

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	548726
<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	2.79

## ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	3810
<b>Labo verkort nummer:</b>	AMIK.piek
<b>Medidoc code:</b>	63035K.B

