

## Treponema pallidum antistoffen

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	Wordt samen met VDRL uitgevoerd.
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	7 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	14 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	12 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">syphilis_2021-06_v1.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

< 1.0 : negatief

> of = 1.0 : positief

**Eenheden:** ratio

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Regionaal Ziekenhuis Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552731
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552742
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

### ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	TREPAL.as.tit
<b>Medidoc code:</b>	58420A.B