

## Eiwit in serum

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	6 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	4 weken
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	1 jaar
<b>Bijsluiter:</b>	▫ <a href="#">tp2_2024-12_v7.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Referentiewaarden volgens leeftijd:

1 dag	46 - 70 g/L
1 week	44 - 76 g/L
1 jaar	51 - 73 g/L
2 jaar	56 - 75 g/L
18 jaar	60 - 80 g/L
110 jaar	64 - 83 g/L

<b>Eenheden:</b>	g/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas Pro
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 2885-2

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540956
<b>B-waarde:</b>	50
<b>Prijs:</b>	0.40

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540960
<b>B-waarde:</b>	50
<b>Prijs:</b>	0.40

▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	EIW.
<b>Medidoc code:</b>	57215A.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/959?auth=1>