

Eiwit in serum

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	6 dagen
Stabiliteit (4°C):	4 weken
Stabiliteit (-20°C):	
1 jaar	
Bijsluiter:	tp2_2023-09_v5.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Referentiewaarden volgens leeftijd:

1 dag	46 - 70 g/L
1 week	44 - 76 g/L
1 jaar	51 - 73 g/L
2 jaar	56 - 75 g/L
18 jaar	60 - 80 g/L
110 jaar	64 - 83 g/L

Eenheden:	g/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas Pro
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	2885-2
--------------------	--------

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	540956
B-waarde:	50
Prijs:	0.40

▼ Tarief vrijblijvend

...
RIZIV nomenclatuurnummer: 540960
B-waarde: 50
Prijs: 0.40

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:
Minimum volume test: 2 mL
Interferentie:
Labo verkort nummer: EIW.
Medidoc code: 57215A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/eiwit-serum?auth=1>