

## Eiwit in urine: kwantitatief

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	7 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	1 maand
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">tpuc3_2024-05_v6.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	< 0.15 g/L
<b>Eenheden:</b>	g/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 21482-5

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	125532
<b>B-waarde:</b>	50
<b>Prijs:</b>	0.40

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	125543
<b>B-waarde:</b>	50
<b>Prijs:</b>	0.40

### ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	10 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	EIW.kwt.URI
<b>Medidoc code:</b>	13577A.U