

Fabry, ziekte (vrouw)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA-tube (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	3 mL
Afname condities:	Niet afcentrifugeren
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	postnataal_genetisch_onderzoek_uz_gent.pdf

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Gent
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	1 x per 3 maand
Maximum antwoordtijd:	
Toestel:	Geen analysetoestel gekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	UZ Gent genetica

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	3 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	FABRY.VROUW