

Fosfor in serum

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	4 dagen
Stabiliteit (-20°C):	
1 jaar	
Bijsluiter:	phos2_2024-01_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Eenheden: mmol/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 14879-1

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	540875
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

☐ ▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540886
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo verkort nummer:	FOSF.
Medidoc code:	57209A.B