

Fosfor in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	6 maand indien aangezuurd
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	phos2_2023-10_v14.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	13 - 44 mmol/L
Eenheden:	mmol/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 13539-2

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	543594
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543605
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	FOSF.URI.
Medidoc code:	57419A.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/fosfor-urine?auth=1>