

Testosteron

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li-heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	5 dagen
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	testosterone_ij_2023-10_v3.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Man (20 - 49 jaar): 8.64 - 29.0 nmol/L

Man (> 50 jaar): 6.68 - 25.7 nmol/L

Vrouw (20 - 49 jaar): 0.29 - 1.67 nmol/L

Vrouw (> 50 jaar): 0.101 - 1.42 nmol/L

Eenheden: nmol/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. Anneleen Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas Pro
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	hormonologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 14913-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	559613
B-waarde:	450
Prijs:	3.58

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559624
B-waarde:	450
Prijs:	3.58

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:
Minimum volume test: 2 mL
Interferentie:
Labo aanvraagnummer: 2300
Labo verkort nummer: TEST-m
Medidoc code: 44933A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/testosteron?auth=1>