

DHEA-Sulfaat

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Li - heparine (groen) |
| Afname recipient alternatief: | Serumtube (rood) |
| Staal type: | Plasma of serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 5 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | 14 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | 12 maanden |
| Bijsluiter: | dhea-sulfaat_2024-02_v6.pdf |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Eenheden: $\mu\text{mol/L}$
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo: AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog: Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties: Doorlopend
Maximum antwoordtijd: 3 uur
Toestel: Cobas 6000
Test onder accreditatie: no
Type aanvraagformulier: Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 14688-6

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer: 559495
B-waarde: 500
Prijs: 3.98

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 559506
B-waarde: 500
Prijs: 3.98

▼ Analysegegevens

| | |
|-----------------------------|----------|
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Labo aanvraagnummer: | 2330 |
| Labo verkort nummer: | DHEA |
| Medidoc code: | 44915A.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/968?auth=1>