

Tricyclische antidepressiva in urine

▼ Afname condities

| | |
|-----------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Urinetube |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 mL |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 24 uur |
| Stabiliteit (4°C): | 5 dagen |
| Bijsluiter: | tricyclische_antidepressiva_thermo_2010-12_v2.pdf |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Positief screeningsresultaat wordt geconfirmeerd in ASZ Aalst.

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoersfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Cobas 6000 |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | urine toxicologie |

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 19316-9

▼ Tarief ambuland

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 547352 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 547363 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Analysegegevens

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Minimum volume test: | 10 mL |
| Labo verkort nummer: | TCA.URI.kwt. |
| Medidoc code: | 63108U.B |